

## 新規受託開始のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、新たに受託開始させていただくこととなりましたので、謹んでお知らせ申し上げます。

先生方には何卒ご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■新規受託開始項目及び実施日

2020年 6月 1日（月）ご依頼分より開始

項目コード	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存	所要日数	実施料判断料	検査方法	基準値 (単位)
0927	SARS-CoV-2 抗体	血液 2.0 血清 0.5	A	冷蔵	3~5	未収載	ECLIA	COI 1.0未満 陰性 判定基準: 下記参照

#### SARS-CoV-2 抗体の判定基準

判定	COI
陰性	1.0 未満
陽性	1.0 以上

- SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス) 陽性検体の場合
  - (1) 新型コロナ検体配送方法(自社便搬送・ゆうパック搬送)に沿った検体梱包・輸送を行ってください。
  - (2) 検体の返却はいたしません。追加検査をご検討の場合は、予備検体の採取・保管をお願いいたします。
- 陽性検体以外(感染疑い、健診含む)の場合
  - (1) 一般検査と同様の検体梱包および輸送で受託してください。
  - (2) 検体の返却、追加検査は可能です。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL: 075-631-6230