

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、容器を凍結、冷蔵した状態で何らかの衝撃を加えた場合、ごく稀に容器が破損する事が判明しました。

保存温度室温にて検証をおこなったところ、容器破損リスクを軽減することが確認できましたので、保存温度を変更させていただきたくご案内いたします。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日及び変更内容

[実施日]2020年11月24日(火)ご依頼分より変更

項目コード	検査項目	対象容器	保存条件(※)		検査案内 掲載ページ
			新	従来	
4440	クラミジアトラコマチス 核酸増幅同定	S9 Sa	室温	冷蔵	P31
4071	淋菌 核酸増幅同定				
2191	淋菌・クラミジアトラコマチス 核酸同時同定				

(※)保存:ご提出いただく検体の保存条件です
保存安定性は室温 28 日です

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、
または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230