

## 測定機器及び試薬変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定機器および測定試薬の変更に伴い内容を変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■実施日及び変更内容

【実施日】2024年3月1日(金)ご依頼分より変更

項目コード	検査項目	検査案内掲載ページ	変更内容	新	現
0528 ※1	HBV核酸定量(IU)	P34	測定機器	コバス® 8800 システム	コバス® TaqMan「オート」
			測定試薬	コバス®6800/8800 システムHBV	コバス TaqMan® HBV「オート」v2.0
			基準値	検出せず ※3	検出せず
			報告範囲	1.0 未満	1.3 未満
				1.0 ~ 9.0	1.3 ~ 8.1
	9.1 以上	8.2 以上			
3314 ※2	HCV核酸定量検査 (HCV-RNA定量)	P35	測定機器	コバス® 8800 システム	コバス® TaqMan「オート」
			測定試薬	コバス®6800/8800 システムHCV	コバス TaqMan® HCV「オート」v2.0
			基準値	検出せず ※3	検出せず

※1 単位の変更はございません。

※2 報告範囲、単位の変更はございません。

※3 定量下限未満でも、ウイルスの存在を認めるシグナルを測定した場合は結果をご報告します。


以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、  
または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

【現試薬との比較】

● 0528 : HBV核酸定量 (IU)

【相関図】




【結果一致率】

		現試薬		
		陰性	陽性	合計
新試薬	陰性	11	0	11
	陽性	0	28	28
	合計	11	28	39

陽性一致率: 100.0%  
 陰性一致率: 100.0%  
 判定一致率: 100.0%

● 3314 : HCV核酸定量検査 (HCV-RNA定量)

【相関図】



【結果一致率】

		現試薬		
		陰性	陽性	合計
新試薬	陰性	11	0	11
	陽性	0	28	28
	合計	11	28	39

陽性一致率: 100.0%  
 陰性一致率: 100.0%  
 判定一致率: 100.0%

(自社検討資料)