

2021年12月

「結核菌特異的 IFN- γ 」 変更延期のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

先般「2022年1月方法変更」(NR33027 変更)の中でご案内をさせていただいておりましたが結核菌特異的 IFN- γ の変更につきまして、新前処理機器に不具合があることが判明いたしましたため、不具合が解消できるまでの間、現状通りの運用とさせていただきたく、取り急ぎご案内申し上げます。

ご利用の先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更項目及び実施日

[実施日]2022年1月4日(火)ご依頼分より

⇒ 不具合が解消され次第、改めてご案内申し上げます。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現	備考
3953	結核菌特異的 IFN- γ (Tスポット)	保存 (安定性)	変更はありません (54 時間)	室温 (32 時間)	新前処理機器 採用に伴う変更、 報告コメントの追加
		報告コメント (細胞数: 2.0×10^5 個/100 μ L 未満の場合)	回収細胞数が 規定数に満たない ため参考値です	(コメントなし)	

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230